

**Autorefraktometer ACCUREF 8001**

**Genauere Messungen durch modernste  
digitale Mikrotechnologie**



- **Neigbarer Monitor, für bequemes Arbeiten  
im Sitzen als auch im Stehen.**
- **Drucker mit automatischer  
Papier-Schneidevorrichtung**

## Autorefraktometer ACCUREF 8001



Praktisch und ordentlich:  
der automatische Papierschneider  
macht endlich Schluss mit  
ausgefranzten Papierfetzen.

Übersichtlichkeit in Farbe:  
auf dem neigbaren Farbdisplay lassen  
sich alle Informationen leicht ablesen.



### Technische Daten

- |                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| ○ Messbereiche                | sphärisch  | -25 bis +25 Dpt.<br>(0,12 / 0,25 Dpt. Schritte)  |
|                               | cylindrisch  | 0 bis +/- 10 Dpt.<br>(0,12 / 0,25 Dpt. Schritte) |
|                               | Achse  | 1 bis 180°<br>(1° Schritte)                      |
| ○ Wahl des HSA                |  | 0 / 10 / 12 / 13,5 / 15 mm                       |
| ○ Mindest-Pupillendurchmesser |  | nur 2,3 mm                                       |
| ○ PD-Messbereich              |  | 85 mm (1 mm Schritte)                            |
| ○ Drucker                     | Thermo-Drucker mit automatischer Schneide-Vorrichtung                |  |
| ○ Monitor                     | neigbarer 5,6 Zoll LCD Farb-Monitor                                  |  |
| ○ Energiesparfunktion         | automatische Abschaltung wahlweise aus,<br>nach 3, 5 oder 10 Minuten |  |
| ○ Schnittstellen              | RS-232C Daten-Interface, Video-Ausgang                               |  |
| ○ Abmessungen                 | (B x H x T)  | 240 x 418 x 438 mm                               |
| ○ Gewicht                     | ca. 15 kg  |  |