

Standard Instrumenten-Hubtische



- ◁ **T-24**
Hubtisch mit symmetrischer
Tischplatte ca. 48 x 62 cm,
Tischhöhe ca. 76 - 96 cm



- ◁ **T-23**
Hubtisch wie T-24, jedoch
mit asymmetrischem Aufbau

Hochwertig - Ausgesuchte Materialien und eine besonders stabile Grundplatte garantieren sicheren Stand für Ihre Geräte. Die Tischplatten sind mit Schutzkanten aus PVC versehen. 12 Kugellager machen die Mechanik äusserst robust.

Leise - Das spezielle Gehäusematerial und der leise Elektro-Hubmotor bewirken einen besonders geräuscharmen Betrieb.

Elegant - Das zeitlose Design passt zu jeder Einrichtung.

Kraftvoll - Die enorme Hubkraft von 200 kg ermöglicht den Einsatz mit praktisch jedem noch so schweren Gerät.

Mobil - Nicht sichtbare, gebremste Rollen sind in die Tischbasis integriert und sorgen für einen leichten Transport.



- ◁ **T-24 V**
Hubtisch mit V-Tischplatte zur
Aufnahme von zwei Großgeräten



- ◁ **TE-24**
Hubtisch mit Wechseltischplatte
für zwei Großgeräte und eine
gemeinsame, feste Kopfstütze,
Tischplatte ca. 41 x 85 cm,
Tischhöhe ca. 81 - 101 cm