

Instrumenten-Hubtische Serie T-70



T-70
mit symmetrischer Tischplatte
für 1 Großgerät,
mit optionalen Möbelrollen



T-70
mit symmetrischer Tischplatte
für 2 Großgeräte



T-70
mit asymmetrischer Tischplatte
für 1 Großgerät



T-70
mit speziell geformter Tischplatte
für 1 Großgerät plus **iMac** Computer,
ideal für die Funduskamera **Cobra**
oder die Scheimpflug-Kamera **Sirius**

Instrumenten-Hubtische Serie T-70

Das frische Farbdesign der Tischserie T-70 fügt sich perfekt in jede Einrichtung ein:

Tischfuß: RAL 7024 Graphitgrau
Tischplatte: RAL 9003 Signalweiß
Profilblenden und Säulenflansch: RAL 9007 Graualuminium

Die ansprechend geformten Tischplatten erhalten Sie in verschiedenen Abmessungen, jeweils passend **für Ihren Bedarf**. - Egal ob für ein oder zwei Geräte, mit oder ohne Computer.

Die motorische Hubsäule arbeitet sehr **leise** und zuverlässig. Sie ist je nach Anforderung zentral oder asymmetrisch angeordnet.

Das moderne Konzept des T-70 bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu zwei praktische **Kabeldurchführungen** sehr leicht nachzurüsten. Die Unterseite der Tischplatte besitzt dafür bereits vorgefertigte Fräsungen. So verschwinden alle lästigen Strom- und Datenkabel **ganz elegant** direkt neben dem Gerät.

Schuko-**Steckdosen** zur Stromversorgung Ihrer Geräte befinden sich direkt unterhalb der Tischplatte.

Gebremste **Möbelrollen** sind optional als Zubehör erhältlich.

Technische Daten

Höhe: 72 cm bis 115 cm
Hub: 43 cm

Maximale Tischbelastung bei zentraler Säule 80kg ohne Rollen
50kg mit Rollen
bei asymmetrischer Säule 80kg ohne Rollen
40kg mit Rollen

Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Stromaufnahme: 450W / max 2,0A

