

Untersuchungsstuhl

US-30

- elektromotorische Höhenverstellung
- Sitzhöhe ca. 46 - 67 cm
- Bedienung mit Fußschalter oder über eine vorhandene Einheit
- Strapazierfähiger Kunstlederbezug
- mit klappbarer Armlehne



optional: neigbare Rückenlehne mit synchroner Wadenauflage



**In allen Farben
lieferbar!**

Optional lieferbar:

- Fußstütze, starr oder beweglich
- Horizontale Sitzverschiebung
- Neigbare Rückenlehne
- pflegeleichter Kunstleder-Stuhlbezug,
in vielen Farben erhältlich, auch in Stoff oder Echtleder.