

Accutome PachPen®

Hand - Pachymeter



Die nächste Generation der Pachymetrie

Accutome PachPen® ist die perfekte Kombination aus Genauigkeit, Mobilität und Komfort.

Das überlegene ergonomische Design passt bequem in jede Hand und bietet eine deutliche Verbesserung im Vergleich mit anderen Handgeräten.

Akkurat

- 65-MHz-Sonde sorgt für präzise Messungen
- verwendet digitale Signalanalyse, um Wellenmuster zu analysieren und nicht senkrechte Messungen zu beseitigen

Einfach zu bedienen

- Das schlanke Design ermöglicht eine freie Sicht auf die Hornhaut.
- Clevere Hilfslinien vereinfachen die Zentrierung und die senkrechte Ausrichtung.
- hochauflösende LCD-Anzeige
- Die Ergonomie des Stifts erlaubt eine beidhändige Verwendung.
- PachPen® passt bequem in jede Hand.

Einsatzbereit

- digitale Ultraschall-Analyse macht Kalibrierung überflüssig
- langlebige Lithium-Batterie hält 4-6 Monate

Transportabel

- wiegt nur 85 Gramm
- wird in einem stabilen Koffer mit Trageschleife ausgeliefert

Vielseitig

- schnelle Messungen **in jeder Position**, auch bei liegenden Patienten
- besonders platzsparend

Intelligente Software

- speichert und mittelt neun Messungen
- integrierte IOP Korrektur-Formel berechnet den korrekten IOP basierend auf der Hornhautdicke

Spezifikationen:

Genauigkeit:	+ / - 5 Mikrometer
Gewicht:	85 Gramm
Abmessungen:	18,4 cm x 3,2 cm x 3,2 cm
Kontaktfläche:	2,5 mm Durchmesser
Messbereich:	300 bis 999 Mikrometer
Stromversorgung:	3,6 V Lithium Batterie