


# Accutome AccuPach VI®

## Pachymeter Tischgerät



### Leichte Handhabung

Dank des benutzerfreundlichen Touch-Tone Eingabeschirms beherrschen Sie das AccuPach VI® innerhalb weniger Minuten.

### Überragende Genauigkeit

Die digitale Signalanalyse von Accutome entspricht dem neuesten Stand der Digitaltechnologie. Kombiniert mit einer 65 MHz Sonde gewährleistet sie stets präzise Messungen der Hornhautdicke.

### USB Interface

Per USB Stick bringen Sie die Daten zum Computer oder zum Drucker.

### Vertrauen

Digitale Signalanalyse ermöglicht sichere Messungen in wenigen Sekunden.

### Flexibilität

Der justierbare Standfuß erlaubt flexible Betrachtungswinkel.

### IOD Korrektion

AccuPachVI kalkuliert blitzschnell die Werte der Druckmessungen anhand einer integrierter Korrekionsformel.

### Sprachausgabe

Optional ist eine Sprachansage der einzelnen Messwerte zuschaltbar. Dadurch können Sie Ihren Blick besser auf die Cornea konzentrieren.

### Spezifikationen:

Messsonde: 65 MHz Sampling-Technologie  
 Durchmesser der Sondenspitze: 2,5 mm  
 Messbereich: 300 bis 999 Mikrometer  
 Genauigkeit: + / - 5 Mikrometer  
 Auflösung: + / - 1 Mikrometer