

Funktionsumfang MultiVisus® light

Monokulare Teste:

- Zahlen
- Buchstaben
- Landolt-Ringe (nach EN ISO 8596)
- Snellen E-Haken
- Kolt-Test
- Kinder-Sehzeichen
- Rot-/Grün-Test
- Strichmuster
- Punkteschar
- Strahlenfigur

Binokulare Teste:

- Bicrom-Balance-Test nach Osterberg
- Cowen-Test
- Binokular-Abgleich
- Binokularer Zylinderabgleich
- Kreuztest
- Hakentest vert./hor.
- Zeigertest vert./Doppelzeiger
- Dreieck-Stereo-Test (St20,St11 und beliebige Winkel)
- Stereo-Valenz-Test (St20,St11)
- Differenzierter Stereo-Test (D5 oder D6)
- Differenziertes Stereo-Screening
- Random-Dot-Stufentest
- Worth-Test
- Schober-Test

Monokulare Teste können für ein Auge mit Polarisation ausgeblendet werden.
Zuschaltung von Hintergrundbildern möglich (bei monokularen Zeilentesten und binokularen Abgleichen)

5 Sonderteste (z.B. 3D-Bilder)
ohne Screening / Beratungsmodule

Aufrüstung zur Vollversion über Lizenzdatei

Stand: 09.10.2014