

*Hand-Spaltlampe*  
**Keeler PSL Classic LED**



***Vorzügliche Spaltlampen-Funktionalität,  
tragbar und vielseitig***

Einzigartige Merkmale wie die Fixierungsziele und der quadratische 1 mm Lichtfleck zur Beurteilung des Reizzustands der vorderen Augenkammer setzen **neue Maßstäbe bei tragbaren Spaltlampen.**



## Präzisionsgefertigtes Aluminiumgehäuse

Die Handspaltlampe *PSL Classic* wurde vom britischen Traditionshersteller Keeler konstruiert. Sie ist robust genug für den anspruchsvollen ophthalmologischen Alltag, leicht und außergewöhnlich haltbar.

## Garantierte Schärfe.

Die moderne, mehrfach vergütete Binokular-Optik mit 10- und 16-facher Vergrößerung garantiert Ihnen unübertroffene Leistung und höchste Qualität.

## Justierbare Beleuchtung

Das Beleuchtungssystem arbeitet mit fortschrittlicher LED-Technologie. Die Beleuchtungsstärke ist bequem einstellbar, wodurch Sie stets die passenden Untersuchungsparameter wählen können.



## Spalt- und Filtersystem

Spalttyp	Spaltlampe mit Auswahl über rotierendes Spaltrad
Spallänge	12 mm
Spaltbreiten	0,15 mm, 0,5 mm, 0,8 mm und 1,6 mm, 12-mm-Kreis und ein 1-mm-Quadrat
Filter	Rotfrei, blau, neutrale Dichte 0,8 und klar
IR-Schutz	Eingebauter IR-Schutzfilter
Spaltwinkel	+/- 60°
Beleuchtung	LED, regelbar
Fixierungsziele	LED-System
Stromversorgung	Akku-Betrieb, inklusive Ladestation
Energieaufnahme	30 VA (12 VDC 2,5 A)
Optik	13 ° konvergierende Binokulare
Vergrößerung	10-fach und 16-fach, per Hebel umschaltbar
Objektivlinse	10-fach bei 16 mm Arbeitsabstand



optionales Zubehör Transportkoffer

Spaltrad



Blendenrad

