

LED Hand-Spaltlampe

Rexxam XL-1

Die mobile Spaltlampe XL-1 von Rexxam verwendet für ihre Beleuchtung eine spezielle Leuchtdiode (LED) mit **besonders hoher Leuchtdichte**.

Das außergewöhnlich leichte und kompakte Gehäuse schenkt Ihnen die Möglichkeit, eine Spaltlampe mit nur einer Hand zu bedienen.



16-fach Okulare
(optional)



Klein und leichtgewichtig

Die Spaltlampe XL-1 wiegt nur 700 Gramm inklusive Batterien. Sie passt leicht und bequem in Ihre Hand. Ihr ergonomisches, mobiles Design und der praktische Tragekoffer machen aus ihr das ideale Hilfsmittel in der Klinik, bei Hausbesuchen und auch im Veterinärbereich.

LED Hand-Spaltlampe Rexam XL-1



Extra helle weiße LED

Die Lichtquelle der XL-1 liefert weißes Licht mit einer enormen Leuchtkraft von 10.000 Lux. Sie verspricht gleichmäßige Helligkeit über eine Lebenserwartung von mehr als 50.000 Stunden. Darüber hinaus erspart sie Ihnen das Lampenwechseln.

Mit dieser LED Handspaltlampe erhalten Sie einen sauberen, scharf abgegrenzten Lichtspalt, den Sie frei nach Belieben justieren können.

Filter

Sie können aus verschiedenen Filtern auswählen, wie Kobalt-Blau, Grün oder einem Konversionsfilter für die Farbtemperatur.

Lange Batterielebensdauer

Zur XL-1 gehören zwei Hochleistungs-Batterien, die bis zu zwei Stunden Dauerbetrieb bei voller Leistung versprechen. Auch ein Ladegerät befindet sich mit im Lieferumfang der XL-1.

Technische Details

Vergrößerung	10 x / 16 x (mit optionalen Okularen)
Ametropieausgleich	± 7 D
Sichtfeld	ø 10 mm
PD Einstellung	50 - 70 mm (mit 10x Okularen) 55 - 70 mm (mit 16x Okularen)
Arbeitsabstand	80 mm
Spaltbreite	0 - 11 mm (stufenlos einstellbar)
Spaltlänge	11 mm
Filter	Kobalt-Blau, Grün, Farbtemperaturanpassung
Beleuchtungswinkel	± 30 Grad
Lichtquelle	Weißer Leuchtdiode mit höchster Leuchtdichte
Batterie	Lithium-Ionen Akku 7,4 V 680 mAh
Arbeitszeit	Bis zu 2 Stunden mit maximaler Beleuchtung
Ladegerät	Input AC 100-240V 60-50Hz, Output DC 12V 500mAh
Standard Zubehör	Transportkoffer, Akku, Ladegerät, Stirnstütze, Dioptrien Kalibrierungsleiste, Bedienungsanleitung
Gewicht	ca. 700g (inklusive Batterie)